

microcore



ZeroAge

Visage gel for age fighting

Benvenuta nel mondo **Microcore**,

una linea di prodotti cosmetici e integratori alimentari di nuova generazione: pratici, semplici da utilizzare e, al tempo stesso, sicuri e in grado di soddisfare efficacemente le nostre esigenze quotidiane di **salute e benessere**.

Per ulteriori informazioni riguardo alle tecnologie e ai prodotti **Microcore**, si consiglia di consultare il sito www.microcore.it.

ZeroAge è un coadiuvante cosmetico, contenente *Acido ialuronico*, uno dei principali componenti del tessuto connettivo dell'uomo, stimola la formazione di collagene e ha proprietà cicatriziali e antinfiammatorie.

PrincipHyal Cube® è un acido ialuronico di nuova generazione ad ampio spettro molecolare particolarmente efficace nel garantire una permeazione profonda e un'ottimale idratazione cutanea.

Alla luce dei test condotti **ZeroAge** risulta particolarmente efficace per garantire:

- Profonda **idratazione cutanea**;
- Effetto **antirughe**;
- **Azione tonificante** cutanea;
- **Risultati duraturi** (>24h).

La tecnologia **Microcore** prevede che i principi attivi di un'emulsione vengano **microincapsulati in liposomi** in grado di fissarsi alle fibre, sia naturali che sintetiche, dei più comuni tessuti e capi di abbigliamento.

A contatto con la pelle i liposomi consentono un **assorbimento profondo** e un **rilascio localizzato** e controllato dei principi attivi per un periodo di **almeno 8 ore**. Diversamente dalle normali creme, ZeroAge garantisce quindi una permeazione di sostanze attive protratta nel corso di tutta la giornata (o durante la notte) senza interferire con le normali attività quotidiane e assicurando, al tempo stesso, i massimi risultati nel tempo e un **effetto elasticizzante e idratante** dei tessuti cutanei.

Modalità d'uso

ZeroAge può essere utilizzato:

- **Come film idratante e antiage**: stendere nella zona di applicazione un sottile e omogeneo strato di gel che solidifica rapidamente a contatto con l'aria. Il film edibile che si forma direttamente adeso alla cute

garantisce il duraturo e costante rilascio transdermico dei principi attivi in esso contenuto;

- **In associazione con altre creme cosmetiche**: dopo avere steso sul viso la tua normale crema idratante e antirughe applicare un sottile strato di gel e attendere la formazione del film trasparente. Il film **ZeroAge** consente una permeazione cutanea continua e duratura e una maggior efficacia di risultati (**effetto Booster**).

Lasciare agire il film cutaneo per una durata fino a otto ore. Dopo l'uso, eventuali residui possono essere eliminati con un semplice risciacquo. In merito alle modalità di utilizzo, i principali vantaggi del prodotto sono:

- **Facilmente tollerabile**, anche durante le ore notturne;
- Prodotto **non invasivo**, in particolare se comparato con altri patch cutanei o filler;
- **Facile da applicare** e da rimuovere (basta un semplice risciacquo);
- **Non unge**, non macchia ed è inodore;
- Particolarmente **efficace** e risultati duraturi.

Precauzioni d'impiego

- Si consiglia di non lasciare il flacone aperto dopo l'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in luogo fresco ed asciutto.
- Non sono noti casi di sovradosaggio.
- La compatibilità cutanea e l'assenza di reazioni irritanti sono state adeguatamente verificate tramite specifici test clinici. Tuttavia, in caso

si riscontrino fenomeni di sensibilizzazione si consiglia di interrompere il trattamento e ricorrere a consulto medico.

Ingredienti

Aqua, PEG-135/VA/Vinyl caprolactam copolymer, Glycerin, Hydrogenated lecithin, Sodium hyalu-ronate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Tropolone.

Presentazione

Stucco contenente **1 flacone airless da 50 ml** con erogatore.

Prodotto clinicamente testato

Il prodotto **è stato testato** su volontari sani sotto la supervisione di un **medico specialista in dermatologia** e di personale scientificamente qualificato, secondo protocolli clinici approvati per escludere il potenziale irritante e valutare l'effetto idratante, elasticizzante.

Dermatologicamente testato.

Per uso esterno

Prodotto da Coslab Srl per **Zefiro Srl**
Via San Giovanni sul Muro 18, Milano

www.microcore.it

microcore



ZeroAge

Visage gel for age fighting

Welcome to the world of Microcore, a line of next-gen cosmetic products and food supplements. Our products are practical, easy-to-use, safe and perfect for fulfilling your daily **health and wellness** needs.

For additional information about our technologies and products, please visit us at www.microcore.it.

ZeroAge is a cosmetic coadjutant that contains *Hyaluronic Acid*, one of the primary components of connective tissue in humans and many mammals. It stimulates the formation of collagen and connective tissue, increasing tissue plasticity and ensuring optimal skin hydration.

PrincipHyal Cube® is a far-reaching new generation hyaluronic acid that's particularly effective for stimulating the synthesis of elastin, and guarantees deep permeation and optimal skin hydration.

ZeroAge is particularly effective for:

- Deep **cutaneous hydration**;
- An **anti-wrinkle effect**;
- **Skin toning** action;
- **Long-lasting results** (>24h).

Microcore technology **microencapsulates the active ingredients in liposomes**. Once these liposomes come into contact with the skin, they favor **deep absorption** of active ingredients, releasing them in a specific, **controlled manner** over at least **8 hours**.

Unlike normal creams, ZeroAge guarantees permeation of active ingredients over the course of an entire day (or during the night), without interfering in any way with normal daily activities and guaranteeing maximum results over time, as well as an **elasticizing, hydrating effect on skin tissue**.

Suggestions for use

ZeroAge can be used:

- *As a moisturizing film:* spread a thin, homogeneous layer of gel directly on the skin where it will solidify, forming a film that permits long-term release of the active ingredient.
- *Paired with other cosmetic creams, to boost effectiveness and results:* after having spread your hydrating or moisturizing cream on the affected skin area, apply a thin layer of

ZeroAge film/gel and wait for it to dry, forming a transparent film. **ZeroAge** film guarantees a booster effect: improved and long lasting transdermal release of the active ingredients.

Allow the film to work for up to eight hours, after which any residues can be removed with a simple rinse.

The primary advantages of using this product include:

- **Ease of use**, even during nighttime;
- **Non-invasive**, especially when compared with other skin patches or fillers;
- **Easy to apply** and remove (with just a little running water);
- **Grease-free**;
- **Doesn't stain**;
- **Odorless**;
- Provides particularly effective, **long-lasting results**.

Precautions for use

- Be sure to fully close the product bottle after usage; Keep out of reach of children;
 - Do not apply in the eye;
 - Do not use beyond the expiration date;
 - Expiration date refers to a product stored correctly in a cool, dry space;
 - No known cases of overdose;
- Skin compatibility and absence of allergic and/or irritated reactions have been tested and appropriately verified through clinical tests.
- However, in the event you should experience a reaction to ZeroAge, please stop using it immediately and consult your physician.

Ingredients

Aqua, PEG-135/VA/Vinyl caprolactam copolymer, Glycerin, Hydrogenated lecithin, Sodium hyalu-ronate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Tropolone.

Presentation

50ml bottle and dispenser nozzle.

Clinically tested product

This product **has been tested** on volunteers under the **supervision of a dermatologist** and other, scientifically qualified supervisors, following approved clinical protocols designed to exclude any potentially irritating effects and evaluate the product's hydrating and elasticity effects.

Dermatologically tested.

For external use only

Produced by Coslab Srl for **Zefiro Srl**
Via San Giovanni sul Muro 18, Milano

www.microcore.it